

商品規格書



(株) CMTECH

Steriway

Steriway53

管理番号

-

FOB

USD 40,000

MOQ

協議可能

サンプルの提供価格

USD 30,000



商品/成分特徴

- Total Cycle Time:
Hybrid: 29±2min / Cycle
Surface: 25±2min / Cycle
- Lumen Claim(Maximum Performance):

Single-channel Stainless Steel Lumen:
Hybrid $\Phi 0.7\text{mm}<$, L500mm>
Single-channel Teflon Flexible Lumen:
Hybrid $\Phi 0.5\text{mm}<$, L1000mm>

- Sterilizing Agent:
Hydrogen Peroxide Solution: 59%
Hybrid: 30 Cycles / Bottle
Surface: 30 Cycles / Bottle

* 年末年始に性能が一層アップグレード及びコンパクト化するモデル販売予定

新モデルサイズ及び重量
700 x 850 x 757 (mm), 約 180kg

既存モデル対比
かさ 約56%減少
重量 約60%減少

製品詳細

製品開発コンセプト/発売日	最小浸湿手術の発達で開発された高級医療機器などに対して迅速で確実な滅菌性能確保 / 2017. 03. 03.
ワンポイントの販売文章	早いサイクルタイムと強力な滅菌浸透性能、吐出し真空技術開発で維持費用また、安い世界最高レベルの滅菌器
使い方	1. 滅菌剤ボトル装着 2. ドアオープン、滅菌対象積載 3. ドアクローズ、モード選択後スタート 4. 滅菌完了後ドアオープン、滅菌された製品除去
主要ターゲット顧客	総合上級病院/中小型病院手術室及び中央供給室
商品/成分特徴	
ライバル製品	Sterrad NX (J&J社)
HSコード	8419-20-0000
賞味期間	-
取得許可の有無	-

包装	サイズ(幅*幅:高さ)mm	数量	重量	備考
本体	680 x 880 x 1695	1	450kg	-
インボックス	780 x 980 x 1795	1	460kg	変更あり
アウトボックス	980 x 1180 x 1995	1	500kg	変更あり

■お問合せ■

CIG株式会社



CIG 株式会社

部長 張鎔守(Jang YongSu)

〒169-0073 東京都新宿区百人町1-23-6-302 (ケーエムビル)

TEL : +81-3- 6302 - 1229 FAX : +81-3- 6369 - 4980

韓国IP : 070- 5103 - 1224

E-mail: jys@cigkr.com

商品規格書



(株) CMTECH

Steriway

Steriway127

管理番号

-

FOB

USD 60,000

MOQ

協議可能

サンプルの提供価格

USD 50,000

商品/成分特徴

- Total Cycle Time:
Standard: 28±2min / Cycle
Hybrid: 44±2min / Cycle
Surface: 33±2min / Cycle
- Lumen Claim(Maximum Performance):
Single-channel Stainless Steel Lumen:
Hybrid Φ0.5mm<, L500mm>
Single-channel Teflon Flexible Lumen:
Hybrid Φ0.5mm<, L1000mm>
- Sterilizing Agent:
Hydrogen Peroxide Solution: 59%
Standard: 30 Cycles/ Bottle
Hybrid: 22 Cycles / Bottle
Surface: 30 Cycles / Bottle

* 年末年始に性能が一層アップグレード及びコンパクト化するモデル販売予定

新モデルサイズ及び重量
850 x 883 x 1654.5 (mm), 約450kg

既存モデル対比
かさ 約31%減少
重量 約32%減少



製品詳細

製品開発コンセプト/発売日	最小浸漬手術の発達で開発された高級医療機器などに対して迅速で確実な滅菌性能確保 / 2017. 03. 03.
ワンポイントの販売文章	世界一流製品と比較性能評価試験で最小同じあるいは同じ以上評価された世界最高レベルの滅菌器
使い方	1. 滅菌剤ボトル装着 2. ドアオープン、滅菌対象積載 3. ドアクローズ、モード選択後スタート 4. 滅菌完了後ドアオープン、滅菌された製品除去
主要ターゲット顧客	総合上級病院/中小型病院手術室及び中央供給室
商品/成分特徴	
ライバル製品	Sterrad 100NX (J&J社)
HSコード	8419-20-0000
賞味期間	-
取得許可の有無	-

包装	サイズ(幅*幅:高さ)mm	数量	重量	備考
本体	850 x 1120 x 1900	1	660kg	-
インボックス	950 x 1220 x 2000	1	675kg	変更あり
アウトボックス	1150 x 1420 x 2200	1	720kg	変更あり

■ お問合せ ■

CIG株式会社



CIG 株式会社

部長 張鎔守(Jang YongSu)

〒169-0073 東京都新宿区百人町1-23-6-302 (ケーエムビル)

TEL : +81-3- 6302 - 1229 FAX : +81-3- 6369 - 4980

韓国IP : 070- 5103 - 1224

E-mail: jys@cigkr.com

商品規格書



(株) CMTECH

Steriway

Steriway211

管理番号

-

FOB

USD 85,000

MOQ

協議可能

サンプルの提供価格

USD 75,000

商品/成分特徴

- Total Cycle Time:
Hybrid: 50±5min / Cycle
- Lumen Claim(Maximum Performance):
Single-channel Stainless Steel Lumen:
Hybrid $\phi 0.7\text{mm}$ <, L500mm>
Single-channel Teflon Flexible Lumen:
Hybrid $\phi 0.5\text{mm}$ <, L1000mm>
- Sterilizing Agent:
Hydrogen Peroxide Solution: 59%
Hybrid: 15 Cycles / Bottle

* 年末年始に性能が一層アップグレード及びコンパクト化するモデル販売予定

新モデルサイズ及び重量
1002 x 850 x 1665.5 (mm), 約 550kg

既存モデル対比
かさ 約30%減少
重量 約45%減少



製品詳細

製品開発コンセプト/発売日	最小浸湿手術の発達で開発された高級医療機器などに対して迅速で確実な滅菌性能確保 / 2018. 01. 29.
ワンポイントの販売文章	市販されている滅菌器の中で最大の容積を持っており、吐出し真空技術開発で維持費用また、安い世界最高レベルの滅菌器
使い方	1. 滅菌剤ボトル装着 2. ドアオープン、滅菌対象積載 3. ドアクローズ、モード選択後スタート 4. 滅菌完了後ドアオープン、滅菌された製品除去
主要ターゲット顧客	総合上級病院/中小型病院手術室及び中央供給室
商品/成分特徴	
ライバル製品	-
HSコード	8419-20-0000
賞味期間	-
取得許可の有無	-

包装	サイズ(幅*幅*高さ)mm	数量	重量	備考
本体	1250 x 850 x 1900	1	1,000kg	-
インボックス	1350 x 950 x 2000	1	1,020kg	変更あり
アウトボックス	1550 x 1150 x 2200	1	1,075kg	変更あり

■ お問合せ ■

CIG株式会社



CIG 株式会社

部長 張鎔守(Jang YongSu)

〒169-0073 東京都新宿区百人町1-23-6-302 (ケーエムビル)

TEL : +81-3- 6302 - 1229 FAX : +81-3- 6369 - 4980

韓国IP : 070- 5103 - 1224

E-mail: jys@cigkr.com